

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Absorpční papír

### Absorpční papír – řešení posterilizační vlhkosti v sítěch a kontejnerech

**Popis výrobku:**

Arch absorpčního papíru je vhodný k absorbování nadměrného kondenzátu, který vznikne během sterilizace

**Návod k použití:**

Arch absorpčního papíru můžete použít více způsoby: dovnitř síta jako podklad pro nástroje, případně pod síto s nástroji v kontejneru nebo vně síta jako ochrana před protržením vnějšího obalu. Počet vrstev závisí na materiálu a hmotnosti sterilizovaných nástrojů.

Výrobek je určen k jednorázovému použití.

**Upozornění:**

Výrobek je určen pro jednorázové použití v parních sterilizátorech pro redukci posterilizační vlhkosti na nástrojích. Po dobu skladování nepoužitých výrobků dbejte na ochranu výrobku před kontaktem s chemikáliemi i před vlhkostí. Nepoužívejte výrobek, pokud byl nevhodným skladováním jakkoliv znehodnocen. Výrobek není zdravotnickým prostředkem. Spotřebujte do uvedeného data.

