

KÓD VÝROBKU	: KP
SOUVISEJÍCÍ NORMY	: PMSSteripack samolepicí sáčky se vyrábějí podle norem EN 868-5 a ISO 11607. Indikátor použitý při výrobě sáčku je klasifikován jako indikátor typu 1 podle normy ISO 11140-1. PMSSteripack samolepicí sáčky splňují požadavky Směrnice Rady 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky
ÚČEL POUŽITÍ	: PMSSteripack samolepicí sáčky se používají jako sterilizační obal zdravotnických prostředků, udržují zdravotnické prostředky sterilní po provedené sterilizaci. PMSSteripack samolepicí sáčky jsou jednoduché na použití a natisknutý indikátor umožňuje jasnou identifikaci expozice zdravotnických prostředků
PROVOZNÍ PODMÍNKY	: PMSSteripack samolepicí sáčky jsou použitelné pro parní, ethylen oxidovou a formaldehydovou sterilizaci. Natištěné indikátory jsou STEAM a EO. O sterilizačních podmínkách rozhoduje uživatel.

ZDRAVOTNICKÝ PAPIR	VLASTNOSTI	JEDNOTKA	STANDARDY	BĚŽNÉ HODNOTY
	HMOTNOST	g/m ²	ISO 536	60
	TLOUŠŤKA	μm	ISO 534	83
	PORÉZNOST	ml/min	ISO 5636-3	1000
	PROPUSTNOST VZDUCHU	μm/(Pa.s)	ISO 5636-3	11,4
	BENDTSEN HRUBOST FS	ml/min	ISO 8791-2	375
	BENDTSEN HRUBOST WS	ml/min	ISO 8791-2	375
	TAŽNÁ SÍLA /MD	kN/m	EN ISO 1924-2	6,4
	TAŽNÁ SÍLA /CD	kN/m	EN ISO 1924-2	3,4
	TAŽNÁ SÍLA ZA VLHKA /MDD	kN/m	ISO 3781	2,1
	TAŽNÁ SÍLA ZA VLHKA /CDD	kN/m	ISO 3781	1,1
	SÍLA PRASKÁNÍ	kPa	ISO 2758	350
	SÍLA ROZTRŽENÍ /MD	mN	ISO 1974	600
	SÍLA ROZTRŽENÍ /CD	mN	ISO 1974	650
	PRASKÁNÍ ZA VLHKA	kPa	ISO 3689	150
	VODOODPUDIVOST	s	EN 868-2 (app.D)	35
	VELIKOST PÓRŮ	μm	EN 868-2 (app.E)	21
	COBB TEST (60 s)	g/m ²	ISO 535	15
	FLUORESCENCE	pts/dm ²	EN 868-2 (app.B)	0
	pH: mezi 5.0 a 8.0 (ISO6588-2) obsah chloridů < 0,05% (ISO 9197) obsah sulfátů < 0,25% (ISO9198)			
BEZ OBSAHU OLOVA, TĚŽKÝCH KOVŮ A TOXICKÝCH MATERIÁLŮ				



SAMOLEPICÍ SÁČEK (60 gr)

LAMINOVANÁ FÓLIE	VLASTNOSTI	JEDNOTKA	STANDARDY	BĚŽNÉ HODNOTY		
	TLOUŠŤKA	μm	ISO 534	LAM.FILM	53 ± 5	
				PP	40 ± 5	
				PET	12 ± 2	
	TEPELNÝ SVÁR	°C	ASTM F 88	180 ± 5		
	TAH	N/15 mm	MD CD	ASTM D 882-12	min. 28	
					min. 30	
	ODTRŽENÍ	mN	MD CD	ASTM D 1922-09	min. 70	
					min. 70	
	ZAKALENÍ	%	ASTM D 1003	max. 9		
IBEZ OBSAHU OLOVA, TĚŽKÝCH KOVŮ A TOXICKÝCH MATERIÁLŮ						

SPECIFIKACE

SÁČEK	VLASTNOSTI	JEDNOTKA	STANDARDY	BĚŽNÉ HODNOTY	
	PEVNOST SVÁRU	cm	ASTM F 88	< 25	$\geq$ 25
		krajní svár (N/15 mm)		3,0 $\pm$ 0,5	4,0 $\pm$ 0,75
		vrchní svár (N/15 mm)		4,0 $\pm$ 0,5	5,0 $\pm$ 0,5
	TEST BUBLIN		ASTM F 2096-04	žádné	
	OTVORY A DÍRKY		EN 868-5 Annex C	žádné	
	KONTROLA VELIKOSTI	cm nebo mm	ASTM F 2203-02	požadované velikosti	
	TEST ÚNIKU		ASTM F 1929-12	žádné	
	SMĚR ODLOUPNUTÍ		EN 868-5 Annex E	nesmí porušit částice	
	KONTROLA INDIKÁTORU		ISO 11140-1	musí se změnit v požadovanou barvu	

INDIKÁTOR	STERILIZAČNÍ METODA	PŘED STERILIZACÍ	PO STERILIZACI
	STEAM	růžová	hnědá/černá
	EO	zelená	žlutá/oranžová
	FORMALDEHYDE	Red	Green

BALENÍ : PMS samolepicí sáčky jsou baleny po 200 kusech v krabici



PMSSteripack®