

## SPECIFIKACE

### Plastová plomba

Plastové plomby pro kontejnery Aesculap a Wagner bez indikátorů

Plastové uzamykací plomby jsou použitelné pro uzamknutí sterilizačních uzavřených kontejnerů, aby bylo zřejmé, pokud byl kontejner otevřen ještě před jeho transportem na místo určení.

Výrobek je jednorázový.

Materiál:	Polypropylen (PP)		
Toxicita:	žádný toxický vliv není znám		
<b>Latex:</b>	bez obsahu latexu		
Indikátor:	s indikátorem typu 1 parní sterilizace, barevná změna z růžové na tmavě hnědou V souladu s normou: EN ISO 11140-1:2014 Sterilizace zdravotnických prostředků - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky		
Teplotní odolnost:	do 134 °C		
Kompatibilita:	AESCULAP:	<input checked="" type="checkbox"/> použitelné	<input type="checkbox"/> nepoužitelné
	WAGNER:	<input checked="" type="checkbox"/> použitelné	<input type="checkbox"/> nepoužitelné
	MARTIN:	<input type="checkbox"/> použitelné	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelné
	MEDICON:	<input type="checkbox"/> použitelné	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelné
Zdravotnický prostředek:	ne		
Jiné použití:	ano (pro plomby bez indikátoru)		

1. Platové plomby - hranatý zámek

KÓD	Barva	Indikátor
01025	modrá	-
01026	červená	-
01027	zelená	-
01028	žlutá	-
01029	bílá	-
02624	oranžová	-
02625	fialová	-
01220	modrá	ano
01221	červená	ano
01233	žlutá	ano
01238	bílá	ano
01239	oranžová	ano
02640	fialová	ano



## 2. Platové plomby - oblý zámek

KÓD	Barva	Indikátor
02612	červená	-
02613	modrá	-
02614	zelená	-
02615	žlutá	-
02661	bílá	-
02662	černá	-
02632	červená	ano
02633	modrá	ano
02634	zelená	ano
02635	žlutá	ano
02663	bílá	ano
02664	černá	ano



### 3. Platové plomby - hranatý zámek

KÓD	Barva	Indikátor
02500	modrá	-
02501	zelená	-
02502	bílá	-
02503	červená	-
02504	žlutá	-
02505	neonová žlutá	-
02506	neonová oranžová	-
02507	modrá	ano
02508	zelená	ano
02509	bílá	ano
02510	červená	ano
02511	žlutá	ano
02512	neonová žlutá	ano
02513	neonová oranžová	ano

