


SPECIFIKACE

Dokumentace pro kontejnery značky Wagner

Materiál:	speciální karton		
Toxicita:	žádný toxický vliv není znám		
Latex:	bez obsahu latexu		
Potisk:	barva potisku: 1/0, černá, sterilizovatelná		
Indikátor:	s indikátorem typu 1 parní sterilizace, barevná změna z růžové na tmavě hnědou V souladu s normou: EN ISO 11140-1:2014 Sterilizace zdravotnických prostředků - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky		
Teplotní odolnost:	do teploty 134°C		
Kompatibilita:	AESCLAP:	<input type="checkbox"/> použitelné	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelné
	WAGNER:	<input checked="" type="checkbox"/> použitelné	<input type="checkbox"/> nepoužitelné
	MARTIN:	<input type="checkbox"/> použitelné	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelné
	MEDICON:	<input type="checkbox"/> použitelné	<input checked="" type="checkbox"/> nepoužitelné
Jiné použití:	ne		
Zdravotnický prostředek:	ne		

KÓD	Velikost	Indikátor	Samolepicí	Potisk
01133	36 x 67	ano	ano	ano
01134	36 x 67	-	-	čistý
01169	36 x 64	ano ;	-	ano

01133



REF 01133

ster. no. _____ load. no. _____


ster. date _____

exp. date _____

name _____

steam ⇄ brown

01134



DAMPF = BRAUN STEAM = BROWN

Steri.-Datum / Date: _____


Verfall / Expiration: _____

Autoclave #: _____ Charge / Lot: _____

Name: _____

REF 01134

01169



Date: _____

Exp. Date: _____

Autoclave #: _____ Lot: _____

Name: _____

STEAM = BROWN

REF 01169